

## Accesorios hostelería. BRASS. Ref. 05102




### Descripción del producto

Vaso para cepillos de dientes con soporte mural.

Material latón.

Acabado cromado brillante.

Vaso porta cepillos de vidrio.



### Especificaciones técnicas:

Vaso para cepillos de dientes con soporte mural. El producto se compone de un conjunto soporte a pared y un vaso porta cepillos. El conujuto soporte a pared con aro porta vasos, realizado en tubo de latón de diámetro 20mm, tiene roscado en su extremo un apoyo fabricado en latón de 4mm de espesor y 45mm de diámetro soldando en el extremo opuesto un cerco de chapa de latón de 1mm de espesor. El florón cubre apoyos, fijado mediante roscado, se fabrica en fundición de latón de 50mm de diámetro u 1'5mm de espesor. El conjunto soldado tiene un acabado en cromado brillante, compuesto por 5-10µm de níquel + 0,15-0,3µm de cromo, que le confiere una resistencia adecuada frente a la corrosión. El vaso porta cepillos de doble diámetro, para permitir su montaje en el cerco, está fabricado en vidrio transparente. El producto se ancla a pared de fábrica de ladrillos mediante 2 tacos de nylon y 2 tornillos. Las dimensiones totales del producto son 50x70x111mm (sin vaso). El modelo de accesorios para hostelería es 05102.

### Características técnicas:

#### Especificaciones del producto

Soporte a pared fabricado en tubo de latón de Ø20mm y 1mm espesor.

Cerco soporte de vaso de chapa de latón de 1mm.

Apoyos fabricados en latón de Ø45mm y 4mm de espesor.

Florón roscado fabricado en latón de 50mm de diámetro y 1'5mm de espesor.

Dos taladros de Ø4,5mm.

Acabado cromado brillante, compuesto por 5-10µm de níquel + 0,15-0,3µm de cromo.

#### Especificaciones del embalaje

Peso del embalaje individual:

Dimensiones del embalaje individual:

Peso del producto:


Dimensiones del producto: 50x70x111mm (sin vaso)

Accesorios hostelería. BRASS. Ref. 05102



**Certificados:**

**Plantilla de instalación.**



**Limpieza:** Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.